



Microcuvettes Hb801
Réf : HE111905

Recommandation d'utilisation :

Les microcuvettes Hb801 ne peuvent être utilisées qu'avec les analyseurs HemoCue Hb801.

Principe :

Les microcuvettes sont conditionnées par 4 flacons x 50 unités.

Les microcuvettes sont en polystyrène et présentent une cavité de 10 microlitres, sans réactif actif.

L'échantillon sanguin sera aspiré par capillarité dans la microcuvette.

Du sang veineux, ou capillaire peut être utilisé.

La microcuvette est alors placée dans l'analyseur, qui mesure l'absorbance du sang total au point isobestique Hb/HbO₂.

Composition :

Non stérile

Température de stockage : 10-40°C

Un flacon de microcuvettes ouvert ou non, peut-être stocké pendant une durée plus courte (6 semaines) entre - 18°C et + 50°C

Péremption/Stabilité : > 24 mois entre 10-40°C

Conditionnement minimum : 1 pack de 4 x 50 microcuvettes.

Code GTIN13/UDI : 7311091119056

