

HemoCue® Cleaner (reference HE139123)

HemoCue® Cleaner Plus (reference HE139130)

Les systèmes HemoCue HemoCue® Cleaner, HemoCue® Cleaner Plus sont conçus avec un matériel sans peluche ni fibre, très absorbant, imprégné avec une solution de nettoyage. Ils sont donc particulièrement efficaces pour nettoyer la lentille optique en absorbant le surplus éventuel de matière sans salir la lentille.

Matériel	Éponge en mousse de polyuréthane, recouverte d'un tissu microfibre préimprégné avec une solution de nettoyage : 20% alcool isopropylique (IPA) + 80% eau distillée
Conditionnement	Sachet de 5 Cleaner emballé individuellement
Stockage	Les nettoyants HemoCue doivent être stockés non ouverts à température ambiante (15-30°C, 59-86°F). Stockés non ouverts à cette température, ils resteront stables pendant deux ans à partir de la date de fabrication. La date d'expiration est indiquée sur l'emballage. Stockage de 0-50°C sur une courte période (jusqu'à 5 semaines)
Utilisation	Se référer au manuel d'utilisation pour un nettoyage optimum de l'intérieur l'analyseur. A usage unique. A jeter en DASRI.

- Le système HemoCue® Cleaner permet de nettoyer les parties optiques de plusieurs analyseurs HemoCue, des exemples sont énumérés ci-dessous.
Se référer au manuel d'emploi pertinent avant utilisation.

Hb 201.	Glucose 201	Albumin 201
Hb 201 DM	Glucose 201.	
Hb 301	Glucose 201 DM	
Plasma/Low Hb	Glucose 201 RT	
Glucose 201 DM RT		

- Le système HemoCue® Cleaner Plus permet de nettoyer uniquement les parties optiques des systèmes HemoCue® WBC Analyzer and HemoCue® WBC DIFF Analyzer.
Se référer au manuel d'emploi pertinent avant utilisation.

Fait à Serris le 01/01/2025

Isabelle CHAIGNEAU
Chef de Produits
HemoCue France

